

Linha Smokerlyzer®

Para utilizar com piCO™, piCO^{baby}™ e Micro⁺™

COdata⁺™ Manual do Programa do Usuário



CE
2797

Nossa família, inovando saúde, para a sua.



Contents

Bem-vindo aos COdata ⁺ ™	2
Instalação	2
Página Principal.....	5
Símbolos de navegação.....	6
Configurações gerais.....	7
Adicionar/Editar pacientes	8
Adicionar um novo pacientet.....	8
Editar/apagar paciente	8
Fazer medição ao vivo.....	9
Digitar uma medição manual.....	10
Apagar uma medição	10
Abas do paciente.....	11
No topo	11
Na parte de baixo.....	12

Bem-vindo aos COdata⁺


Este manual descreve as funcionalidades básicas de uso do programa e ensina a utilizar cada função do mesmo. O COdata⁺ pode ser utilizado em conjunto com os dispositivo Smokerlyzer[®] para dispositivo, baixar e analisar resultados.

Para mais informações sobre o piCO[™], o piCO^{baby}[™] e os dispositivo Micro⁺ Smokerlyzer[®], favor verificar os manuais, disponíveis para impressão, que podem ser acessados através do menu de ajuda no programa.


NOTA: A Bedfont[®] apenas recolhe dados técnicos, não são recolhidos dados do doente.

Instalação


Para acessar COdata⁺, você deve primeiro baixar e instalar o programa estrutural do Bedsoft. Recomenda-se que este software seja transferido e instalado num computador independente, não ligado a uma rede, para assegurar a segurança ideal dos dados do doente. Se este software for instalado numa rede partilhada, certifique-se de que foram configuradas uma conta de domínio e uma conta de produto Bedsoft com uma palavra-passe segura para proteger os dados do doente.




O Bedsoft foi atualizado para adaptar-se aos novos padrões GDPR, o que significa que ele agora inclui contas e senhas para ajudar a limitar o acesso desnecessário às informações do paciente. Uma vez que o Bedsoft tenha sido instalado e atualizado, um aviso irá aparecer perguntando se você quer estabelecer contas de usuários.




Clicando em “sim” isso permitirá que você crie a primeira conta, que será a conta administradora.



Sugerimos designar uma pessoa como administradora para a primeira conta, pois essa conta será utilizada para gerenciar futuros usuários, caso eles esqueçam seus dados de login.




No seu primeiro login será solicitado que você forneça 3 perguntas e respostas de segurança. Elas serão solicitadas caso você esqueça sua senha.



Favor observar:

- Uma conta de nível usuário não pode acessar o painel do administrador para restabelecer as perguntas de segurança ou modificar os direitos da conta; apenas uma conta administradora pode acessar o painel de controle do administrador para restabelecer as perguntas, senhas, nomes de usuários e criar/apagar contas.
- Dentro do painel de controle há uma opção para desativar completamente a conta de um usuário. Se essa opção estiver desativada, então os dados do paciente poderão ser acessados por qualquer pessoa no computador.
- Para mudar de conta, o Bedsoft precisa ser reiniciado.
- Se você decidir estabelecer contas de usuários mais tarde ou ativar/desativar as contas dos usuários, isso pode ser acessado no menu de configurações a qualquer momento.




Uma vez que você habilitar contas de usuários, você não poderá acessar COdata+™ sem os seus dados de login.












Uma vez que o Bedsoft for baixado e as contas de usuários forem habilitadas/desabilitadas, CODATA™ pode ser baixado e instalado a partir do lado esquerdo da tela, abaixo do cabeçalho Bedfont®. Uma vez que a instalação de CODATA™ estiver completa, a aba do programa irá mover-se para o centro da tela, conforme abaixo.

Página Principal






Clique na aba CODATA™ para abrir a janela principal do programa. Esta é a aparência do programa.

Símbolos de navegação

Description	Simbolo
Adicionar/Editar pacientes	
Adicionar nova medição	
Botão para fechar	
Ferramentas	
Símbolo para gravar	
Botão para apagar	
Botão para imprimir	
Enviar o relatório por email	
Status de conexão do dispositivo	
Ajuda	

Configurações gerais

-  **General Settings**
-  **COdata+ Settings**
-  **GastroCHART Settings**

Esta seção te permite editar as configurações do servidor proxy e do servidor de email. Clique no ícone de ferramentas e selecione as configurações gerais:

Bedsoft Settings

Proxy Server Settings | Email Server Settings

Direct access to the internet (no proxy server)
 Use a proxy server to access the internet

Automatically detect proxy server
Proxy Server:
Port Number:

Enable proxy authentication
Username:
Password:

Close

A partir daqui você pode editar as configurações do servidor proxy e do servidor de email.

Adicionar/Editar pacientes

Esta função te permite gerenciar os pacientes utilizados no programa. A partir daqui você pode adicionar novos pacientes, e editar ou apagar pacientes existentes.

Adicionar um novo pacientet

Para adicionar um novo paciente clique no botão ao lado de “dados dos pacientes”, e complete o formulário na parte de baixo da tela. Você deve completar pelo menos um campo de nome (sobrenome ou nome) e especificar um endereço ou um telefone de contato. O campo da data de nascimento deve ser preenchido com data anterior à data de hoje, e todos os outros campos são opcionais.

Editar/apagar paciente

Para achar um paciente para editar você pode utilizar as caixas de filtro no topo da tela. Essas caixas de filtro são identificadas pelo texto “contém” ().

Clicando-se no botão de filtro cinza no final da caixa uma lista de filtros em potencial aparece e, para digitar um termo de busca, clique na caixa de filtro. Para editar um paciente, clique na fileira apropriada da lista e a seção de baixo se atualizará para mostrar os dados dos pacientes, e caso você já esteja editando um paciente, será solicitado que você grave o registro atual.

Faça as mudanças necessárias e clique em para gravar as alterações. Se você quiser apagar o paciente do programa clique no símbolo.

Fazer medição ao vivo

Esta função te permite fazer medições ao vivo de um dispositivo Smokerlyzer® e armazená-las no histórico de um paciente.

Antes de fazer uma medição ao vivo, selecione da lista o paciente em questão. Você pode filtrar a lista utilizando os três campos de critério acima da lista. Digite o critério de busca aplicável e a lista será atualizada. Para fazer uma medição ao vivo de um ou outro dos dispositivos, o dispositivo tem que ser ligado a uma porta USB do seu computador.


Clique no botão 'Adicionar nova medição'. A condição o driver adequado ser instalado (veja-se manual do dispositivo), o programa exibe os dispositivos ligados no canto superior à direita.

Uma vez conectado, utilize a interface do dispositivo para iniciar o teste de respiração de maneira normal. Uma vez que o teste estiver completo, clique em 'Capturar Medição' para armazenar a medição. O formulário também permite modificar a data/horário e adicionar outras observações aplicáveis.

Clique em 'gravar' para gravar a medição do paciente.

Digitar uma medição manual

Para digitar uma medição manual, selecione da lista o paciente em questão. Você pode filtrar a lista utilizando os dois campos de critério acima da lista. Selecione os critérios de busca aplicáveis e a lista se atualizará automaticamente. Uma vez que o paciente for selecionado você pode clicar em 'Adicionar uma nova medição'



Isso irá trazer um outro formulário onde se pode digitar as medições. Clique em 'gravar' para gravar a medição do paciente.

Apagar uma medição

Para apagar uma medição, selecione da lista o paciente em questão. Você pode filtrar a lista utilizando os dois campos de critério acima da lista. Digite os critérios de busca aplicáveis e a lista se atualizará automaticamente.

Uma vez que o paciente for selecionado, clique na janela da direita, que exibirá as medições existentes. Para apagar uma medição clique na fileira apropriada e uma mensagem de confirmação irá aparecer e, se confirmada, a medição será apagada.

Abas do paciente

Quando um paciente é selecionado uma série de abas se tornam ativas e são preenchidas com dados. Existem quatro abas localizadas no topo da janela do paciente e duas localizadas na parte de baixo.

Table Of Results | Graph Of Results | %FCO2b Graph | Interpretation


Table Of Results (click to delete)

Reading Date	PPM	%COHb	Notes
08/03/2016 12:15	1	0.79	
01/03/2016 15:15	2	0.95	
23/02/2016 14:15	6	1.59	
16/02/2016 12:34	4	1.27	
09/02/2016 14:34	5	1.43	
02/02/2016 16:34	7	1.75	
26/01/2016 12:14	15	3.03	
19/01/2016 14:13	35	6.23	
12/01/2016 15:13	12	2.55	
12/01/2016 14:13	8	1.91	
05/01/2016 13:11	15	3.03	
29/12/2015 16:12	16	3.51	


Add New Reading

No topo

A primeira aba (seleção padrão) mostra uma tabela dos resultados atuais. Você pode reorganizar a lista clicando na coluna de cabeçalhos.



A segunda mostra os valores PPM plotados num gráfico perante os valores de entrada do perfil.



Você pode modificar o perfil para comparação utilizando o perfil da lista suspensa. A terceira aba mostra os valores %FCO2b plotados no gráfico, e estes são aplicáveis apenas para as pacientes marcadas como grávidas.

A última aba te permite digitar uma interpretação para o paciente; esta é impressa no relatório em PDF.

Table Of Results | Graph Of Results | %FCO₂Hb Graph | **Interpretation**

Frequent Smoker
These levels of CO indicate a serious addiction to nicotine. These levels are 5 times those of non-smokers.

Patient Details | Prescription Data

First Name:	Joe	Patient ID:	12345
Last Name:	Bloggs	Contact Number:	07634637274
Address:	123 West Street	Sex:	Male
	Heathfield	Ethnic Group:	Black
	Wiltshire	Pregnant:	<input type="checkbox"/>
Postcode:	BE34 7HQ	Date Of Birth:	16 June 1983

Na parte de baixo

A primeira aba mostra os dados do paciente. Estes dados podem ser editados a qualquer momento.

Patient Details | Prescription Data

Prescriptions

Notes

A segunda mostra dados de prescrição que precisam ser digitados para o paciente selecionado

Estas abas podem ser utilizadas em conjunto com as quatro abas ao longo do topo da tela.



Entre em contato com a Bedfont® ou um de nossos **Smokerlyzer®** em todo o mundo distribuidores para uma demonstração gratuita.

www.bedfont.com
Tel: +44 (0)1622 851122
Email: ask@bedfont.com

Nossa família, inovando saúde, para a sua.

Visita www.bedfont.com/resources para ver este documento em outros idiomas.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com

EC REP

Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands.

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Edição 8 - Setembro de 2024, Parte No: LAB246_PT
A Bedfont® Scientific Limited reserva-se o direito de alterar ou atualizar sua literatura sem aviso prévio.
Registrado em: Inglaterra e País de Gales. Nº registrado: 1289798

