



Gastro⁺™ Gastrolyzer®

Unterstützt bei der Diagnose von Magen-Darm-Störungen



Unterstützt bei der Diagnose von:

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Reizdarm

Dünndarmfehlbesiedlung (DDFB)

KOSTENLOSE
GastroCHART™
software

Ideal für:


- Gastroenterologen
- Pädiatrische Gastroenterologen
- Diätassistenten/Ernährungsberater
- Hausärzte
- Endoskopieabteilungen



Testen von mehreren Patienten



Patientendaten anlegen und speichern



Integriertes Testprotokoll

Merkmale und Vorteile

- Ganz neue, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
- Wartungserinnerungen
- Dreimonatliche Kalibrierung
- Anlegen und Speichern von Patientendaten
- Testen von mehreren Patienten
- Integriertes Testprotokoll mit eingebautem Countdown-Timer
- Großer Touchscreen
- Mit Antimicrobial-Technologie für eine bessere Infektionskontrolle
- GastroCHART™ Software im Lieferumfang enthalten



Technische Daten

Konzentrationsbereich	0-500ppm
Anzeige	Farbiger Touchscreen
Messprinzip	Elektrochemischer Sensor
Wiederholbarkeit	<5%
Genauigkeit	3± ppm/10 % – es gilt der höhere Wert *
Stromversorgung	3 x AA (LR6 oder entsprechend) – bis zu 1000 Minuten 1 x CR2032 Lithium Knopfzelle Batterie
Reaktionszeit T₉₀	<40 Sekunden
Betriebstemperatur	15-35°C
Lager-/Transporttemperatur	0-50°C
Betriebs-/Lager-/Transportdruck	Atmosphärendruck ±10 %
Betriebsluftfeuchtigkeit	15-90 % nicht kondensierend
Lager-/Transportfeuchtigkeit	0-95%
Sensorlebensdauer	2 Jahre
Sensorgenauigkeit	1ppm
Sensordrift	<2% jährlich
Abmessungen	ca. 37 x 77 x 140 mm
Gewicht	ca. 215 g (inkl. Batterien)
Materialien	Gehäuse: Mischung aus Polycarbonat und ABS Antimikrobielles Additiv D-piece™: polypropylen SteriBreath™ Eco: papier OneBreath™: polypropylen
CO-Kreuzinterferenz	<4%

* Messwerte von >200 ppm bei Temperaturen zwischen 26 °C und 35 °C können die Genauigkeit auf 15 % reduzieren.

Besuch www.bedfont.com/resources um dieses Dokument in anderen Sprachen anzuzeigen.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone
Kent, ME17 1JA, England
Tel: +44 (0)1622 851122, Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com



Stephen Rowe
Cristimar E4-1
Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

© Bedfont® Scientific Limited 2023

Ausgabe 12 – September 2023. Teile-Nr.: MKT374_DE

Bedfont® Scientific Limited behält sich das Recht vor, diese Unterlagen ohne vorherige

Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. Registriert in: England und Wales. Registriernr.: 1289798



MD 502905