



# Gastro+™ Gastrolyzer®

Ayudando a Detectar Trastornos Gastrointestinales:



Ayuda en la detección de:

Intolerancias Alimentarias

Síndrome Intestino Irritable (SII)

Sobrecrecimiento Bacteriano del Intestino Delgado (SBID)

## GRATIS

Software  
GastroCHART™

Ideal para:

Gastroenterólogos

Dietistas

Médicos de Cabecera

Departamentos Endoscopia

Gastropediatras



Múltiples pacientes



Creación y salvado de datos de paciente



Protocolos preprogramados

**Gastrolyzer®**  
[www.bedfont.com](http://www.bedfont.com)

# Características y Beneficios

- Interfaz nueva y fácil de usar
- Recordatorios de mantenimiento
- Calibración cada 3 meses
- Crear y almacenar los datos del paciente
- Análisis simultáneos en múltiples pacientes
- Protocolos preprogramados con temporizador regresivo
- Gran pantalla táctil
- Tecnología Antimicrobiano para eliminar bacterias
- Incluye Software GastroCHART™



## Especificaciones Técnicas

<b>Rango de concentración</b>	0-500ppm
<b>Pantalla</b>	Pantalla táctil a todo color
<b>Principio de detección</b>	Sensor electroquímico
<b>Repetibilidad</b>	<5%
<b>Precisión</b>	±3 ppm/10% - lo que sea mayor*
<b>Alimentación</b>	3 x AA (LR6 o equivalente) - hasta 1000 minutos 1 x celda de bobina de litio CR2032
<b>Tiempo de respuesta T<sub>90</sub></b>	<40 segundos
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	15-35°C
<b>Temperatura de almacenamiento / transporte</b>	0-50°C
<b>Presión de operación / almacenamiento / transporte</b>	Atmosférica ±10%
<b>Humedad de operación</b>	15-90% sin condensación
<b>Humedad de almacenamiento / transporte</b>	0-95%
<b>Vida útil del sensor</b>	2 años
<b>Sensibilidad del sensor</b>	1ppm
<b>Deriva del sensor</b>	<2% por mes
<b>Dimensiones</b>	Aprox. 37 x 77 x 140mm
<b>Peso</b>	Aprox. 215g (including batteries)
<b>Materiales</b>	Caja: mezcla de policarbonato/ABS Aditivo Antimicrobiano D-piece™: polipropileno SteriBreath™ Eco: papel OneBreath™: polipropileno
<b>Interferencia cruzada de CO</b>	<4%

\* Las lecturas de > 200 ppm a una temperatura entre 26 y 35 ° C pueden reducir la precisión al 15%.

Visita [www.bedfont.com/resources](http://www.bedfont.com/resources) para ver este documento en otros idiomas.



Bedfont® Scientific Ltd.  
Station Road, Harrietsham, Maidstone,  
Kent, ME17 1JA England  
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860  
Email: [ask@bedfont.com](mailto:ask@bedfont.com) Web: [www.bedfont.com](http://www.bedfont.com)

© Bedfont® Scientific Limited 2023

Número 12 - Septiembre 2023, No de pieza: MKT374\_ES  
Bedfont® Scientific Limited se reserva el derecho de cambiar o actualizar su literatura sin aviso previo.  
Registrada en: Inglaterra y Gales. Número de registro: 1289798



Stephen Rowe  
Cristimar E4-1  
Ave Juan Carlos I  
Los Cristianos, Arona, 38650  
Santa Cruz de Tenerife, Spain

