



Gastro+™ Gastrolyzer®

Helpt gastro-intestinale aandoeningen op te sporen.



Helpt gastro-intestinale aandoeningen op te sporen.

Voedselintoleranties

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)

Bacteriële overgroei in de dunne darm (SIBO))


GRATIS
Gastrochart™
Software

Ideaal voor:


- Gastroenterologen
- Diëtisten
- Huisartsen
- Endoscopie-afdeling
- Gastro-pediatrie



Testen van meerdere patiënten



Patiëntgegevens aanmaken en opslaan



Ingebouwd testprotocol

Gastrolyzer®
www.bedfont.com

Kenmerken en Voordelen

- Gloednieuwe gebruiksvriendelijke interface
- Onderhoudsherinneringen
- 3-maandelijke ijking
- Patiëntgegevens aanmaken en opslaan
- Testen van meerdere patiënten
- Ingebouwde testprotocollen met ingebouwde afteltimer
- Groot aanraakscherm
- Antimicrobieel-technologie voor betere infectiebestrijding
- Geleverd met GastroCHART™ software



Technische specificaties

Concentratiebereik	0-500ppm
Display	Aanraakscherm met volledige kleuren
Detectieprincipe	Elektrochemische sensor
Herhaalbaarheid	<5%
Nauwkeurigheid	$\pm 3\text{ppm}/10\%$ - welke van de twee het grootst is*
Voeding	3 x AA (LR6 of gelijkwaardig) - tot 1000 minuten 1 x CR2032 lithiumspoelcel
T₉₀ responstijd	<40 seconden
Bedrijfstemperatuur	15-35°C
Opslag/Transport Temperatuur	0-50°C
Druk bij gebruik/opslag/transport	Atmosferisch $\pm 10\%$
Vochtigheid bij gebruik	15 - 90%, niet-condenserend
Vochtigheid ij opslag/transport Temperatuur	0-95%
Levensduur van sensor	2 jaar
Sensorgevoeligheid	1ppm
Sensorafwijking	<2% per maand
Afmetingen	Ong. 37 x 77 x 140 mm
Gewicht	Ong. 215 g (inclusief batterijen)
Materiaal	Behuizing: polycarbonaat/ABS mix Antimicrobieel additief D-piece™: polypropyleen SteriBreath™ Eco: papier OneBreath™: polypropyleen
CO kruisinterferentie	<4%

*Metingen van >200ppm bij temperaturen tussen 26-35°C kunnen de nauwkeurigheid tot 15% doen dalen.

Op bezoek komen www.bedfont.com/resources om dit document in andere te bekijken.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone
Kent, ME17 1JA, England
Tel: +44 (0)1622 851122, Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com



Stephen Rowe
Cristimar E4-1
Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

© Bedfont® Scientific Limited 2023

Issue 12 - September 2023 Part No: MKT374_NL
Bedfont® Scientific Limited behoudt zich het recht voor om deze literatuur zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.
Geregistreerd in: Engeland en Wales. Registratienr.: 1289798

