



Gastro+™ Gastrolyzer®

Допомагає у виявленні шлунково-кишкових розладів.



Надає можливості виявлення:

Харчової непереносимості


Синдром подразненого кишечника (СПК)

Синдром надмірного бактеріального росту (СНБР)

Безкоштовне програмне забезпечення GastroCHART™

Найбільш ефективний у практиці:


- Гастроентерологів
- Дитячих гастроентерологів
- Дієтологів
- Лікарів загальної практики
- Ендоскопічних відділень



Надає можливість одночасного тестування декількох пацієнтів



Вбудовані протоколи тестів



Створення та зберігання профілю пацієнта

Gastrolyzer®
www.bedfont.com

Характеристики та переваги

- Оновлений, функціональний інтерфейс
- Нагадування необхідного обслуговування
- Калібровка раз на три місяці
- Одночасне тестування декількох пацієнтів
- Великий тач-скрін
- Технологія Протимікробний для вдосконалення інфекційного контролю
- Постачається разом із програмним забезпеченням GastroCHART™



Технічні специфікації

Межі концентрації	0-50ppm
Дісплей	Повнокольоровий тач-скрін
Спосіб визначення	Електрохімічний сенсор
Відтворюваність	<5%
Точність	$\pm \leq 3 \text{ppm}/10\%$ - обирається більш точний параметр*
Живлення	3 x AA елементи живлення (LR6 або еквівалент) – до 1000 хвилин роботи 1 x CR2032 літєва батарейка
T ₉₀ час відповіді	<40 секунд
Температура експлуатації	15-35°C
Температура зберігання/транспортування	0-50°C
Тиск експлуатації/зберігання/транспортування	Атмосферний $\pm 10\%$
Вологість при експлуатації	15-90% неконденсована
Вологість при зберігання/транспортуванні	0-95%
Термін експлуатації сенсору	2 роки
Чутливість сенсору	1ppm
Девіація сенсору	<2% на місяць
Розміри	Приблизно 37 x 77 x 140mm
Вага	Приблизно 215 г (включаючи батарейки)
Матеріали	Корпус: полікарбонат/ABS суміш за антибактеріальною Антимікробна технологія D-piece™: поліпропілен SteriBreath™ Eco: поліпропілен OneBreath™: поліпропілен
Перехресний вплив CO	<4%

*Показники >200 ppm при температурі 26-35°C можуть бути асоційовані із зменшенням точності до 15%

Відвідайте www.bedfont.com/resources, щоб переглянути цей документ іншими мовами.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone
Kent, ME17 1JA, England
Tel: +44 (0)1622 851122, Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com



Stephen Rowe
Cristimar E4-1
Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain



© Bedfont® Scientific Limited 2023

Версія 12 – жовтень 2023. Part No: MKT374_UA
Bedfont® Scientific Limited залишає за собою право змінювати або оновлювати цю інформацію без попередження. Зареєстроване в Англії та Вельсі. Реєстраційний No: 1289798



MD 520205