



Micro⁺ Smokerlyzer[®]

Un monitor de CO para todas sus necesidades relacionadas con dejar de fumar.

Características y beneficios



No requiere calibración



Garantía de 5 años



ANTIMICROBIANO
TECNOLOGÍA

CE
2797



Mejor control de infecciones



Conexión USB



Interfaz de pantalla táctil fácil de usar



COdata⁺ programa GRATIS



Múltiples modos de análisis



Conversión automática a %FCOHb



Cree y guarde los datos de los pacientes



Monitoree los niveles de CO en el ambiente



Conocido sistema de semáforo: verde, amarillo y rojo

Respaldo ideal para que las siguientes instituciones y profesionales indiquen dejar de fumar:

- Servicios para dejar de fumar
- Médicos
- Escuelas
- Farmacias
- Asesores del área salud
- Parteras
- Investigadores



Especificación Técnica

Rango de concentración	0-500ppm
Pantalla	Pantalla táctil a todo color
Principio de detección	Sensor electroquímico
Repeatability	±5%
Precisión	±2ppm/5%*
Alimentación	3 baterías AA (LR6 o equivalente) – duración de 1000 minutos 1 batería de litio CR2032
Tiempo de respuesta T ₉₀	<30 segundos
Temperatura de funcionamiento	15-40°C
Temperatura de almacenamiento/ transporte	0-50°C
Presión de funcionamiento / almacenamiento / transporte	Atmosférico ± 10%
Humedad de funcionamiento	15-90% RH (sin condensación)
Humedad de almacenamiento/transporte	0-95% RH (sin condensación)
Vida útil del sensor	5 años
Sensibilidad del sensor	1ppm
Desviación del sensor	<5% / año
Dimensiones	Aprox. 37 x 77 x 140mm
Peso	Aprox. 215g (incluyendo las baterías)
Materiales	Carcasa: Mezcla de policarbonato y ABS con aditivo Antimicrobiano D-piece™: Polipropileno SteriBreath™ Eco: Papel OneBreath™ : Polipropileno
Interferencia cruzada por H ₂	≤6%

*Lo que sea mayor

Visita www.bedfont.com/resources para ver este documento en otros idiomas.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands.

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Número 14 Septiembre - 2024, No de pieza: MKT375_ES
Bedfont® Scientific Limited se reserva el derecho de cambiar o actualizar su literatura sin aviso previo. Registrada en: Inglaterra y Gales. Número de registro: 1289798



bedfont