



# Micro<sup>+</sup> Smokerlyzer<sup>®</sup>

Un seul analyseur CO couvre tous vos besoins liés au sevrage tabagique.



Interface tactile facile à utiliser



Logiciel CODATA<sup>™</sup> gratuit



Modes de tests multiples



Conversion automatique du %FCOhb



Crée et enregistre les détails des patients



Analyse les niveaux ambiants de CO



Système de feux de signalisation vert, orange et rouge familial

## Idéal pour étayer les conseils de sevrage

### tabagique fournis par les :

- Services de lutte contre le tabagisme
- Cabinets de médecine générale
- Écoles
- Pharmacies
- Visiteurs médicaux
- Sages-femmes
- Chercheurs



## Spécifications Techniques

Plage de concentration	0 à 500 ppm
Affichage	Écran tactile couleur
Principe de détection	Capteur électrochimique
Répétabilité	≤±5%
Précision	≤±2ppm/5%*
Alimentation	3 piles AA (LR6 ou équivalente) ; jusqu'à 1 000 minutes 1 pile bouton Lithium CR2032
Temps de réponse T <sub>90</sub>	<30 secondes
Température de fonctionnement	15 à 40 °C
Température de stockage/transport	0 à 50 °C
Pression de fonctionnement/de stockage/de transport	Atmosphérique ±10 %
Humidité de fonctionnement	15 à 90 % HR (sans condensation)
Humidité de stockage/transport	0 à 95 % HR (sans condensation)
Durée de vie du capteur	Cinq ans
Sensibilité du capteur	1ppm
Dérive du capteur	<5 % par an
Dimensions	Approx. 37 x 77 x 140mm
Poids	Approx. 215 g (piles incluses)
Matériaux	Boîtier : Mélange polycarbonate/ABS avec additif antimicrobien Échantillonneur D-piece™ : Polypropylène SteriBreath™ Eco: Papier OneBreath™ : Polypropylène
Interférence croisée H <sub>2</sub>	≤6%

\*Selon la valeur la plus élevée

Visite [www.bedfont.com/resources](http://www.bedfont.com/resources) pour voir ce document dans d'autres langues.



**Bedfont® Scientific Ltd.**  
Station Road, Harrietsham, Maidstone,  
Kent, ME17 1JA England  
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860  
Email: [ask@bedfont.com](mailto:ask@bedfont.com) Web: [www.bedfont.com](http://www.bedfont.com)

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Número 14 – Septembre 2024 Réf. Pièce : MKT375\_FR  
Bedfont® Scientific Limited se réserve le droit de modifier ou mettre à jour sa documentation sans préavis. Immatriculée : en Angleterre et au Pays de Galles.  
N° d'inscription au registre du commerce : 1289798



**Emergo Europe B.V.**  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands.

