



Micro⁺™ Smokerlyzer®

Eén CO-meter voor al uw stoppen-met-roken behoeften.

Kenmerken en voordelen



Makkelijk te gebruiken touchscreen interface



GRATIS COdata™ software




Verschillende testmodi



Automatische %FCOHb-conversie



Creëer en bewaar patiëntgegevens



Meten van CO-niveau van de omgeving



Herkenbaar groen, oranje, rood stoplichtsysteem

Ideaal voor uitgebreid

stoppen-met-roken advies door:

- Stoppen-met-roken professionals
- Huisartsen
- Scholen
- Apotheken
- Wijk- en jeugdverpleegkundigen
- Verloskundigen
- Onderzoekers



Technische Specificatie

Concentratiebereik	0-500ppm
Scherm	Kleuren-aanraakscherm
Detectiemethode	Elektrochemische sensor
Herhaalbaarheid	≤±5%
Nauwkeurigheid	≤±2ppm/5%*
Voeding	3x AA (LR6 of vergelijkbaar), tot 1000 minuten, 1x CR2032 lithiumknoopcelbatterij
T ₉₀ - responstijd	<30 seconden
Bedrijfstemperatuur	15-40°C
Temperatuur tijdens opslag/transport	0-50°C
Druk tijdens gebruik/opslag/transport	Atmosferisch ±10%
Luchtvochtigheid tijdens gebruik	15-90% RH (niet condenserend)
Luchtvochtigheid tijdens opslag/transport	0-95% RH (niet condenserend)
Levensduur sensor	5 jaar
Gevoeligheid sensor	1ppm
Afwijking sensor	<5% per jaar
Afmetingen	Ca. 37 x 77 x 140mm
Gewicht	Ca. 215 gr (inclusief batterijen)
Materiaal	Ombouw: Polycarbonaat/ABS-combinatie met antibacterieel toevoegingsmiddel D-piece™: Polypropyleen SteriBreath™ Eco: Papier OneBreath™ : Polypropyleen
H2 kruisinterferentie	≤6%

*welke hiervan hoger is

Op bezoek komen www.bedfont.com/resources om dit document in andere talen te bekijken.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands.

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Versie 14 - September 2024 Part No: MKT375_NL

Bedfont® Scientific Limited behouden zich het recht voor deze literatuur zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of actualiseren.

Geregistreerd in: Engeland en Wales. Geregistreerd nr: 1289798



bedfont