



ToxCO®

Leben retten, ein Atemzug nach dem anderen.

Produktmerkmale und Vorteile



ANTIMIKROBIELL
TECHNOLOGIE

CE
2797




Zur Verwendung durch
Erwachsene



Die Mitarbeiter auf hohe
CO-Werte in der Luft aufmerksam
machen



Zur Verwendung an
bewusstlosen Patienten



Messwerte markieren



Wartungserinnerung



Benutzerfreundliche Touchscreen
Bedienoberfläche

Ideal für:

- Allgemeinmedizinische Praxen
- Ambulanzen
- Feuerwehr
- Rettungsdienste
- Gesundheitsberater



Technische Daten

Atemtest Konzentrationsbereich (CO)	0-50%COHb/0-500ppm
Gesichtsmaske Konzentrationsbereich (CO)	0-28%COHb/0-200ppm
Umgebungsluft Konzentrationsbereich (CO)	0-500ppm
Anzeige	Vollfarb-Touchscreen
Erkennungsmethode	Elektrochemischer Sensor
Wiederholbarkeit	≤±5% Differenz bei aufeinander folgenden Messwerten
Genauigkeit	≤±3ppm/10% - je nachdem, welcher Wert höher ist*
Leistung	3 x AA (LR6 oder gleichwertig) - bis zu 1000 Minuten1 x CR2032 Lithiumknopfzelle
T ₉₀ Ansprechzeit	<30 Sekunden
Betriebstemperatur	0-45°C
Lagerungs-/Transporttemperatur	0-50°C
Betriebs-/Lagerungs-/Transportdruck	Umgebung ±10% (912-1114mbar)
Feuchtigkeit im Betrieb	15-90% keine Betauung
Lagerung/Transport	5-95%
Erwartete Lebensdauer	2 Jahre
Empfindlichkeit des Sensors	1ppm
Sensor-Abweichungsfehler	<5% pro Jahre
Abmessungen	Approx. 37 x 77 x 140mm
Gewicht	Approx. 215g (einschließlich Batterien)
Materials	Gehäuse; Polycarbonat/ABS-Gemisch mit antimikrobiellem Zusatz D-piece™: Polypropylen SteriBreath™ Eco: Papier OneBreath™: Polypropylen
H ₂ Kreuzinterferenz	≤6%

*Bei Messwerten von >500ppm und Temperaturen zwischen 0-14°C kann die Genauigkeit auf ≤±3ppm/15% reduziert sein.

Um dieses Dokument in anderen Sprachen anzuzeigen, besuchen Sie www.bedfont.com/resources.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Angabe 13 - September 2024, Teile-Nr.: MKT376_DE
Bedfont® Scientific Limited behält sich das Recht vor, seine Literatur ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Registriert in: England und Wales. Registrierungs-Nr.: 1289798



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands.

