



# ToxCO<sup>®</sup>

Salvando vidas, una respiración a la vez.

## Características y Beneficios



ANTIMICROBIANO  
TECNOLOGÍA

CE  
2797



Para uso con adultos



Para alertar al personal de CO alto atmosférico



Para uso con pacientes inconscientes



Lecturas de etiquetas



Recordatorios de mantenimiento



Interfaz táctil fácil de usar

## Ideal para:

- Práctica general
- Servicios de ambulancia
- Bomberos
- Primeros respondedores
- Visitantes de la salud



## Especificación técnica

Prueba del Aliento Rango de concentración (CO)	0-50%COHb/0-500ppm
Máscara facial Rango de concentración (CO)	0-28%COHb/0-200ppm
Ambiental Rango de concentración (CO)	0-500ppm
Pantalla	Pantalla táctil a todo color
Principio de detección	Sensor electroquímico
Repetibilidad	≤ ± 5% de diferencia en lecturas consecutivas
Precisión	≤ ± 3ppm / 10% - lo que sea mayor*
Poder	3 x AA (LR6 o equivalente): hasta 1000 minutos 1 x celda de bobina de litio CR2032
T <sub>80</sub> tiempo de respuesta	<30 segundos
Temperatura de funcionamiento	0-45°C
Temperatura de almacenamiento / transporte	0-50°C
Presión de operación / almacenamiento / transporte	Atmosférica ± 10% (912-1114mbar)
Humedad de funcionamiento	15-90% sin condensación
Humedad de almacenamiento / transporte	5-95%
Vida operativa del sensor	2 años
Sensibilidad del sensor	1ppm
Deriva del sensor	<5% por año
Dimensiones	Aproximado. 37 x 77 x 140mm
Peso	Aproximado. 215 g (incluidas las baterías)
Materiales	Caja: mezcla de policarbonato / ABS con aditivo antimicrobiano D-piece™: polipropileno SteriBreath Eco™: papel OneBreath™: es necesario agregar polipropileno
Interferencia cruzada H <sub>2</sub>	≤6%

\* Las lecturas de > 500ppm a temperaturas entre 0-14°C pueden disminuir la precisión a ≤ ± 3ppm / 15%.

Visita [www.bedfont.com/resources](http://www.bedfont.com/resources) para ver este documento en otros idiomas.



Bedfont® Scientific Ltd.  
Station Road, Harrietsham, Maidstone,  
Kent, ME17 1JA England  
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860  
Email: [ask@bedfont.com](mailto:ask@bedfont.com) Web: [www.bedfont.com](http://www.bedfont.com)

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Número 13 - Septiembre de 2024, No de pieza: MKT376\_ES  
Bedfont® Scientific Limited se reserva el derecho de cambiar o actualizar su literatura sin previo aviso.  
Registrado en: Inglaterra y Gales. No de registro: 1289798



Emergo Europe B.V.  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands.



MID 502905