



ToxCO[®]

Sauver des vies, une expiration à la fois.

Caractéristiques et avantages



CE
2797



Pour une utilisation chez les adultes



Pour alerter le personnel d'un taux élevé de CO dans l'atmosphère



Pour une utilisation chez les patients inconscients



Lectures d'étiquettes



Rappels d'entretien



Interface à écran tactile facile à utiliser

Idéal pour :

- Les médecins généralistes
- Les services d'ambulance
- Les pompiers
- Les premiers intervenants
- Les infirmier(ère)s de santé publique



Caractéristiques techniques

test respiratoire Gamme de concentration (CO)	0-50%COHb/0-500ppm
Masque facial Gamme de concentration (CO)	0-28%COHb/0-200ppm
Ambiant Gamme de concentration (CO)	0-500ppm
Ecran	couleur rétro-éclairé tactile
Principe de détection	par capteur électrochimique
Répétabilité	différence de $\pm 5\%$ sur lectures consécutives
L'exactitude	$\pm 3\text{ppm}/10\text{ le } \%$ - * La plus grande des deux valeurs est retenue
Piles	3 x AA (LR6 ou équivalent) - jusqu'à 1000 minutes 1 cellule de bobine CR2032 x de lithium
T ₉₀ Temps de réponse	<30 secondes
Température de fonctionnement	0-45°C
Plage de température de fonctionnement : (Stockage)	0-50°C
Plage de pression ambient	Atmospheric $\pm 10\%$ (912-1114mbar)
Résistance à l'humidité ambiante :	15-90% sans condensation
Humidité de stockage/transport	5-95%
Durée de service du capteur	2 ans
Sensibilité du capteur	1ppm
Dérive du capteur	<5% per an
Dimensions	Approx. 37 x 77 x 140mm
Poids	Approx. 215g (avec les piles)
Materials	Case: polycarbonate/ABS blend with additif antimicrobien D-piece™: polypropylene SteriBreath™: papier OneBreath™: polypropylene
Interférence croisée H ₂	$\leq 6\%$

*Les valeurs supérieures à 500 ppm à une température comprise entre 0 et 14°C peuvent entraîner une diminution du niveau de précision à $\pm 3\text{ppm}/15\%$.

Visitez www.bedfont.com/resources pour consulter ce document dans d'autres langues.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Version 13 - Septembre 2024, Partie No : MKT376_FR
Bedfont® Scientific Limited se réserve le droit de modifier ou d'actualiser ces informations sans avis préalable. Homologué en : Angleterre et au Pays de Galles. Enregistré au No : 1289798



Emergo Europe B.V.
Westervoortsewijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands.



MID 502905