



ToxCO®

Salvare vite, un respiro alla volta.

Caratteristiche e vantaggi




Da usare su persone adulte



Per avvisare il personale di CO atmosferico elevato



Per l'uso su pazienti incoscienti



Letture di tag



Promemoria di manutenzione



Interfaccia touchscreen di facile utilizzo

Ideale per:

- Medici generici
- Servizi di ambulanza
- Vigili del fuoco
- Operatori di pronto soccorso
- Operatori sanitari



Specifiche tecniche

Test del respiro Range di concentrazione (CO)	0-50%COHb/0-500ppm
Maschera facciale Range di concentrazione (CO)	0-28%COHb/0-200ppm
Ambiente Range di concentrazione (CO)	0-500ppm
Schermo	Touchscreen a colori
Principio di rilevamento	Sensore elettrochimico
Ripetibilità	≤ ±5% di differenza su letture consecutive
Accuratezza	≤ ±3 ppm/10% - qualunque sia maggiore*
Potenza	3 batterie AA (LR6 o equivalenti) - fino a 1000 minuti 1 batteria a bottone al litio CR2032
Tempo di risposta T ₉₀	<30 secondi
Temperatura d'esercizio	0-45°C
Temperatura di conservazione/trasporto	0-50°C
Pressione d'esercizio/conservazione/trasporto	Atmosferica ±10% (912-1114mbar)
Umidità d'esercizio	15-90% senza condensa
Umidità di conservazione/trasporto	5-95%
Durata prevista del sensore	2 anni
Sensibilità del sensore	1ppm
Deriva del sensore	<5% all'anno
Dimensioni	Circa 37 x 77 x 140mm
Peso	Circa 215g (batterie incluse)
Materiali	Involucro: miscela di policarbonato/ABS Tecnologia antimicrobica D-piece™: polipropilene SteriBreath™ Eco: carta OneBreath™: polipropilene
Interferenza incrociata H ₂	≤6%

Letture > 500 ppm a temperature comprese tra 0 e 14°C possono ridurre l'accuratezza a ≤ ±3 ppm/15%.

Visitare www.bedfont.com/resources per visualizzare questo documento in altre lingue.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com

© Bedfont® Scientific Limited 2024

13a edizione - Settembre 2024, Cod.: MKT376_IT
Bedfont® Scientific Limited si riserva il diritto di modificare o aggiornare la sua documentazione senza preavviso. Registrata in: Inghilterra e Galles. N. di registrazione: 1289798



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands.



MID 502905