



ToxCO[®]

Levens redden, één ademhaling tegelijk.

Kenmerken en Voordelen




Voor gebruik bij volwassenen



Om personeel te waarschuwen voor hoge CO in de atmosfeer



Voor gebruik bij bewusteloze patiënten



Labelwaarden



Onderhoudsherinneringen



Eenvoudig te gebruiken aanraakscherminterface

Ideaal voor:

- Algemene praktijk
- Ambulancediensten
- Brandweerlieden
- Eerstehulpverleners
- Gezondheidsinspecteurs



Technische specificaties

Ademtest Concentratiebereik	0-50%COHb/0-500ppm
Gezichtsmasker Concentratiebereik (CO)	0-28%COHb/0-200ppm
Omgeving test Concentratiebereik (CO)	0-500ppm
Display	Kleuren-aanraakscherm
Detectiemethode	Elektrochemische sensor
Herhaalbaarheid	±<5% verschil bij herhaalde metingen
Nauwkeurigheid	≤±3ppm/10% (de grootste waarde is van toepassing)*
Voeding	3x AA (LR6 of vergelijkbaar), tot 1000 minuten, 1x CR2032 lithiumknoopcelbatterij
T ₉₀ responstijd	<30 seconden
Bedrijfstemperatuur	0-45°C
Luchtvochtigheid tijdens opslag/transport	0-50°C
Druk tijdens gebruik/opslag/transport	Atmosferisch ±10% (912-1114mbar)
Luchtvochtigheid tijdens gebruik	15-90% niet condenserend
Storage/transport humidity	5-95%
Levensduur sensor	2 jaar
Gevoeligheid sensor	1ppm
Sensorafwijking	<5% per annum
Afmeting ca.	Approx. 37 x 77 x 140mm
Gewicht ca.	215 gr (inclusief batterijen)
Ombouw materiaal:	Geval: polycarbonaat/ABS-combinatie met Antimicrobiële technologie D-stuk™: polypropyleen SteriBreath™ Eco : papier OneBreath™: polypropyleen
H ₂ kruisinterventie	≤6%

*Metingen van >500ppm bij temperaturen tussen 0-14°C kunnen de nauwkeurigheid tot ≤±3ppm/15% doen dalen.

Ga naar www.bedfont.com/resources om dit document in andere talen te bekijken.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Uitgave 13 - September 2024, Deelnummer: MKT376_NL
Bedfont® Scientific Limited behoudt zich het recht voor om deze literatuur zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Geregistreerd in: Engeland en Wales. Registratienr.: 1289798



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands.



MD 502905