



ToxCO[®]

Ratowanie życia, oddech po oddechu.

Cechy i korzyści



CE
2797




Do stosowania u osób dorosłych



Do ostrzegania personelu o wysokim stężeniu atmosferycznego CO



Do stosowania w przypadku pacjentów nieprzytomnych



Czytanie znaczników



Przypomnienia o konserwacji



Przypomnienia o konserwacji

Produkt doskonały dla następujących specjalistów:

- Praktyka ogólna
- Usługi ratownictwa medycznego
- Straż pożarna
- Osoby udzielające pierwszej pomocy
- Pielęgniarki środowiskowe



Dane techniczne

Masa	0-50%COHb/0-500ppm
Maski na twarz Zakres stężeń (CO)	0-28%COHb/0-200ppm
Otoczenia Zakres stężeń (CO)	0-500ppm
Wyświetlacz	Pełnokolorowy ekran dotykowy
Zasada wykrywania	Czujnik elektrochemiczny
Powtarzalność	≤±5% różnicy w kolejnych odczytach
Dokładność	±3 ppm/10% — w zależności od tego, która wartość jest większa*
Moc	3 x AA (LR6 lub odpowiednik) – do 1000 minut 1 x ogniwo litowe CR2032
Czas reakcji T ₉₀	<30 sekund
Temperatura pracy	0-45°C
Temperatura podczas przechowywania/transportu	0-50°C
Ciśnienie robocze/magazynowe/transportowe	Atmosferyczne ±10% (912-1114mbar)
Wilgotność robocza	15-90% bez kondensacji
Wilgotność podczas przechowywania/transportu	5-95%
Przewidywany okres eksploatacji czujnika	2 Lata
Czułość czujnika	1ppm
Dryft czujnika	<5% rocznie
Wymiary	OK. 37 x 77 x 140mm
Masa	OK. 215g (including batteries)
Materiały	Obudowa: mieszanika poliwęglanu i ABS z dodatkiem antybakteryjnym D-piece™: polipropylen SteriBreath™ Eco: papier OneBreath™: polipropylen
Interferencja krzyżowa H ₂	≤6%

*Odczyty >500 ppm w temperaturach między 0 a 14°C mogą zmniejszyć dokładność do ≤ ± 3 ppm/15%.

Aby wyświetlić ten dokument w innych językach, odwiedź stronę www.bedfont.com/resources.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Wydanie 13 – Wrzesień 2024, Nr części: MKT376_PL
Bedfont® Scientific Limited zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji swojej literatury bez uprzedzenia. Zarejestrowano w: Anglia i Walia. Nr wpisu do rejestru: 1289798



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands.



MID 502905