



# ToxCO<sup>®</sup>

Rädda liv, ett andetag i taget.

## Funktioner och fördelar



ANTIMIKROBIELL  
TEKNOLOGI

CE  
2797



För användning på vuxna



För att varna personal vid  
hög CO i luften



För användning på  
medvetlösa patienter



Taggläsning



Underhållspåminnelser



Lättanvänt  
pekskärmgränssnitt

## Passar för:

- Allmänmedicin
- Ambulanssjukvård
- Brandmän
- Räddningstjänst
- Hembesök av sjuksköterskor



## Teknisk specifikation

Andningsprov Koncentrationsintervall (CO)	0-50%COHb/0-500ppm
Ansiktsmask Koncentrationsintervall (CO)	0-28%COHb/0-200ppm
Omgivning Koncentrationsintervall (CO)	0-500ppm
Display	Färgpekskärm
Detektionsprincip	Elektrokemisk sensor
Repeterbarhet	≤±5% skillnad på på varandra följande avläsningar
Ström	≤±3ppm/10% - whichever is greater*
Power	3 x AA (LR6 eller motsvarande) - upp till 1000 minuter 1 x CR2032 litium knappcells batter
T <sub>90</sub> responstid	<30 sekunder
Driftstemperatur	0-45°C
Lagrings-/transporttemperatur	0-50°C
Drift-/lagrings-/transporttryck	Atmosfäriskt ±10% (912-1114mbar)
Driftfuktighet	15-90% icke kondenserande
Lagrings-/transportfuktighet	5-95%
Sensorsns förväntade livslängd	2 år
Sensorsns känslighet	1ppm
Sensorsns avvikelse	<5% per år
Mått	Ca. 37 x 77 x 140mm
Vikt	Ca. 215 g (inklusive batterier)
Materials	Skal: polykarbonat/ABS-blandning med antimikrobiell tillsats D-piece™: polypropen SteriBreath™ Eco: papper OneBreath™: polypropen
H <sub>2</sub> korsinterferens	≤6%

\*Avläsningar på >500 ppm vid temperaturer mellan 0–14°C kan minska exaktheten till ≤±3 ppm/15%.

Besök [www.bedfont.com/resources](http://www.bedfont.com/resources) för att se det här dokumentet på andra språk.



Bedfont® Scientific Ltd.  
Station Road, Harrietsham, Maidstone,  
Kent, ME17 1JA England  
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860  
Email: [ask@bedfont.com](mailto:ask@bedfont.com) Web: [www.bedfont.com](http://www.bedfont.com)

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Utgåva 13 - September 2024, Artikelnummer: MKT376\_SE  
Bedfont® Scientific Limited förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna dokumentation utan föregående meddelande. Registrerad i: England och Wales. Registreringsnummer: 1289798



Emergo Europe B.V.  
Westervoortsejdijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands.



MID 502905