



pico™ Smokerlyzer®

El monitoreo de CO ahora es fácil.


Características y beneficios



Interfaz de pantalla táctil fácil de usar



COdata™ programa GRATIS



Conocido sistema de semáforo: verde, amarillo y rojo

Tan fácil como...



Mantener la respiración



Exhalar dentro del dispositivo



Lecturas de CO instantáneas

Respaldo ideal para que las siguientes instituciones y profesionales indiquen dejar de fumar:

- Servicios para dejar de fumar
- Médicos
- Escuelas
- Farmacias
- Asesores del área salud



Especificación Técnica

Rango de concentración	0-150ppm
Pantalla	Pantalla táctil a todo color
Principio de detección	Sensor electroquímico
Repetibilidad	≤±5%
Precisión	≤±2ppm/5%*
Alimentación	3 baterías AA (LR6 o equivalente) – duración de 1000 minutos 1 batería de litio CR2032
Tiempo de respuesta T ₉₀	<30 segundos
Temperatura de funcionamiento	15-40°C
Storage/transport temperature	0-50°C
Presión de funcionamiento / almacenamiento / transporte	Atmosférico ± 10%
Humedad de funcionamiento	15-90% RH (sin condensación)
Humedad de almacenamiento/transporte	0-95% RH (sin condensación)
Vida útil del sensor	5 años
Sensibilidad del sensor	1ppm
Desviación del sensor	<5% / año
Dimensiones	Aprox. 37 x 77 x 140mm
Peso	Aprox. 215g (incluyendo las baterías)
Materiales	Carcasa: Mezcla de policarbonato y ABS con aditivo antimicrobiano D-piece™: Polipropileno SteriBreath™ Eco: Papel OneBreath™ : Polipropileno
Interferencia cruzada por H ₂	≤6%

*Lo que sea mayor

Visita www.bedfont.com/resources para ver este documento en otros idiomas.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com



Emergo Europe B.V.
Westervoortsewijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands.

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Número 13 - Septiembre 2024, No de pieza: MKT377_ES
Bedfont® Scientific Limited se reserva el derecho de cambiar o actualizar su literatura sin aviso previo. Registrada en: Inglaterra y Gales. Número de registro: 1289798

