



pico™ Smokerlyzer®

Monitoraggio della CO reso semplice.

Funzionalità e vantaggi



Nessuna calibrazione necessaria



5 anni di garanzia



ANTIMICROBICO
TECNOLOGIA

CE
2797



Si collega tramite USB




Controllo dell'infezione migliorato



Interfaccia touchscreen di facile utilizzo



Software Codata+™
GRATUITO



Sistema a semaforo verde, ambra e rosso, familiare


Facile come:



1 Trattene il respiro



2 Espirare nel dispositivo



3 Letture CO istantanee

Ideale per consigli approfonditi per smettere di fumare forniti da:

- Servizi per smettere di fumare
- Medici generici
- Scuole
- Farmacie
- Operatori sanitari



Specifiche tecniche

Range di concentrazione	0-150ppm
Display	Touchscreen a colori
Principio di rilevamento	Sensore elettrochimico
Ripetibilità	$\leq \pm 5\%$
Accuratezza	$\leq \pm 2\text{ppm}/5\%*$
Potenza	3 batterie AA (LR6 o equivalenti) - fino a 1000 minuti 1 batteria CR2032 a bottone agli ioni di litio
Tempo di risposta T_{90}	< 30 secondi
Temperatura d'esercizio	15-40°C
Temperatura di trasporto/conservazione	0-50°C
Pressione d'esercizio/conservazione/trasporto	Atmosferica $\pm 10\%$
Umidità d'esercizio	15-90% RH (senza condensa)
Umidità di conservazione/trasporto	0-95% RH (senza condensa)
Durata in esercizio del sensore	5 anni
Sensibilità del sensore	1ppm
Deriva del sensore	<5% all'anno
Dimensioni	Circa 37 x 77 x 140 mm
Peso	Circa 215 g (batterie incluse)
Materiali	Involucro: Miscela di policarbonato/ABS con additivo antimicrobico D-piece™: Polipropilene SteriBreath™ Eco: Carta OneBreath™ : Polipropilene
Interferenza crociata H_2	$\leq 6\%$

*Quello maggiore

Visitare www.bedfont.com/resources per visualizzare questo documento in altre lingue.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands.

© Bedfont® Scientific Limited 2024

13a edizione – Settembre 2024 Cod.: MKT377_IT
Bedfont® Scientific Limited si riserva il diritto di modificare o aggiornare questa documentazione senza preavviso.

Registrata in: Inghilterra e Galles. N. di registrazione: 1298798



bedfont