




pico™ Smokerlyzer®

Łatwe monitorowanie CO.

Funkcje i korzyści



Łatwy w użyciu interfejs ekranu dotykowego




BEZPŁATNE oprogramowanie COdata™



Znany system sygnalizacji świetlnej – kolory: zielony, żółty i czerwony


Niezwykle łatwa obsługa:



Wstrzymaj oddech



Zrób wydech do urządzenia



Natychmiastowe odczyty CO

**Produkt idealny do poradnictwa
dotyczącego rzucania palenia
udzielanego przez:**

- Usługi dotyczące rzucania palenia
- Praktyka ogólna
- Szkoły
- Apteki
- Pielęgniarki środowiskowe



Dane techniczne

Zakres stężeń	0-150ppm
Wyświetlacz	Petnokolorowy ekran dotykowy
Zasada wykrywania	Czujnik elektrochemiczny
Powtarzalność	$\leq \pm 5\%$
Dokładność	$\leq \pm 2\text{ppm}/5\%*$
Zasilanie	3 x AA (LR6 lub odpowiednik) – do 1000 minut 1 x CR2032 litowa bateria pastylkowa
Czas reakcji T_{90}	<30 sekund
Temperatura pracy	15-40°C
Temperatura przechowywania/transportu	0-50°C
Ciśnienie robocze/w transporcie/podczas przechowywania	Ciśnienie atmosferyczne $\pm 10\%$
Wilgotność robocza	15–90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wilgotność w czasie przechowywania/transportu	0–95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Żywotność czujnika	5 lata
Czułość czujnika	1ppm
Dryft czujnika	<5% na miesiąc
Wymiary	ok. 37 x 77 x 140 mm
Masa	ok. 215 g (łącznie z bateriami)
Materiały	Obudowa: Mieszanka poliwęglanu z ABS i dodatek antybakteryjny D-piece™: Polipropylen SteriBreath™ Eco: Papier OneBreath™ : Polipropylen
Interferencja krzyżowa H_2	$\leq 6\%$

*W zależności od tego, która z tych wartości jest większa

Aby wyświetlić ten dokument w innych językach, odwiedź stronę www.bedfont.com/resources.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands.

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Wydanie 13 – Wrzesień 2024 r., nr katalogowy: MKT377_PL
Bedfont® Scientific Limited zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji swojej dokumentacji bez uprzedzenia.

Zarejestrowano w: Anglia i Walia. Nr wpisu do rejestru: 1298798

