



# pico™ Smokerlyzer®

Monitorização de CO facilitada.

## Características e Benefícios



Sem necessidade de calibração



5 anos de garantia



ANTIMICROBIANO  
TECNOLOGIA


CE  
2797



Ligação USB




Controlo melhorado de infeções



Interface de ecrã tátil  
fácil de usar



Software COdata™ GRÁTIS



Sistema familiar de semáforo  
verde, laranja e vermelho

## Tão fácil como:



1 Sustenha a respiração



2 Expire para o dispositivo



3 Leituras de CO  
instantâneas

**Ideal para aconselhamento  
aprofundado sobre como deixar de  
fumar:**

- Serviços para deixar de fumar
- Medicina geral
- Escolas
- Farmácias
- Assistentes de cuidados médicos



## Especificações Técnicas

Intervalo de concentração	0-150ppm
Ecrã	Ecrã tátil a cores
Princípio de deteção	Sensor eletroquímico
Repetibilidade	≤±5%
Precisão	≤±2ppm/5%*
Potência	3 x AA (LR6 ou equivalente) – até 1000 minutos 1 x Pilha tipo moeda de lítio CR2032
Tempo de resposta T <sub>90</sub>	<30 Segundos
Temperatura de funcionamento	15-40°C
Temperatura de armazenamento/transporte	0-50°C
Pressão de funcionamento/armazenamento/transporte	Atmosférica ±10%
Humidade de funcionamento	15-90% HR (sem condensação)
Humidade de armazenamento/transporte	0-95% HR (sem condensação)
Vida útil do sensor	5 anos
Sensibilidade do sensor	1ppm
Desvio do sensor	<5% por ano
Dimensões	Approx. Approx. 37 x 77 x 140mm
Peso	Aprox. 215g (incluindo as pilhas)
Materiais	Caixa: Mistura de policarbonato/ABS com aditivo antimicrobiano D-piece™: Polipropileno SteriBreath™ Eco: Papel OneBreath™ : Polipropileno
Interferência cruzada de H <sub>2</sub>	≤6%

\*o que for maior

Vá a [www.bedfont.com/resources](http://www.bedfont.com/resources) para consultar este documento em outros idiomas.



**Bedfont® Scientific Ltd.**  
Station Road, Harrietsham, Maidstone,  
Kent, ME17 1JA Inglaterra  
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860  
Email: [ask@bedfont.com](mailto:ask@bedfont.com) Web: [www.bedfont.com](http://www.bedfont.com)



**Emergo Europe B.V.**  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands.

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Edição 13 – Setembro de 2024 Parte n.º: MKT377\_PT  
A Bedfont® Scientific Limited reserva-se o direito de alterar ou atualizar esta literatura sem aviso prévio.

Registado em: Inglaterra e Gales. Registo n.º: 1298798



**bedfont**

MD 502905