

Smokerlyzer®



устройства за въглероден оксид в дъха
Подпомагане на хората да спрат да пушат



Препратки:

1. Изчисление на COppm-%COHb, взето от: Jarvis M et al (1986) "low cost Carbon Monoxide monitors in smoking assessment." Thorax 41 pp 886-887.

2. Изчисление на -%FCOHb, взето от: Gomenz C. et al (2005) "Expired air carbon monoxide concentration in mothers and their spouses above 5ppm is associated with decreased fetal growth." Preventive Medicine 40 pp 10-15

Възрастни	
CO ppm	% COHb ¹
30	5.43
29	5.27
28	5.11
27	4.95
26	4.79
25	4.63
24	4.47
23	4.31
22	4.15
21	3.99
20	3.83
19	3.67
18	3.51
17	3.35
16	3.19
15	3.03
14	2.87
13	2.71
12	2.55
11	2.39
10	2.23
09	2.07
08	1.91
07	1.75
06	1.59
05	1.43
04	1.27
03	1.11
02	0.95
01	0.79

Майчинство	
CO ppm	% FCOHb ²
20+	5.66
19	5.38
18	5.09
17	4.81
16	4.53
15	4.25
14	3.96
13	3.68
12	3.40
11	3.11
10	2.83
09	2.55
08	2.26
07	1.98
06	1.70
05	1.42
04	1.13
03	0.85
02	0.57
01	0.28

Показание в тази зона указва за повишени нива на въглероден оксид в издишания въздух.

Показания в този диапазон може да са индикация за редовно тютюнопушене или за други източници на повишена експозиция на въглероден оксид.

Предлага се подкрепа, като Вашият консултант по отказване от тютюнопушенето може да Ви помогне да предприемете стъпки за понижаване на това показание до „Зелената зона“.

Указва за умерено повишени нива на въглероден оксид в издишания въздух. Показания в този диапазон може да са индикация за тютюнопушене в малки количества, скорошна експозиция на дим от околната среда или пасивно пушене, или на влошено качество на въздуха. С подкрепата на Вашия консултант по отказване от тютюнопушенето може да работите за понижаване на това показание до „Зелената зона“.

Това е резултатът, към който наистина трябва да се стремите!

Указва за ниски нива на въглероден оксид в издишания въздух. Продължавайте в същия дух!

Посетете www.bedfont.com/resources, за да видите този документ на други езици.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA, Англия
Тел: +44 (0)1622 851122 Факс: +44 (0)1622 854860
Имейл: ask@bedfont.com Уебсайт: www.bedfont.com

Брой 25 - Ожџак 2026 г., Част №: LAB261_BG

Bedfont® Scientific Limited си запазва правото да променя или актуализира тази литература без предварително уведомление. Регистриран в: Англия и Уелс Регистриран номер: 1298798