

Smokerlyzer®



L'appareil de monoxyde de carbone dans l'air expiré
Aider les gens à arrêter de fumer



Adulte	
CO ppm	% COHb ¹
30	5.43
29	5.27
28	5.11
27	4.95
26	4.79
25	4.63
24	4.47
23	4.31
22	4.15
21	3.99
20	3.83
19	3.67
18	3.51
17	3.35
16	3.19
15	3.03
14	2.87
13	2.71
12	2.55
11	2.39
10	2.23
09	2.07
08	1.91
07	1.75
06	1.59
05	1.43
04	1.27
03	1.11
02	0.95
01	0.79

Maternité	
CO ppm	% FCOHb ²
20+	5.66
19	5.38
18	5.09
17	4.81
16	4.53
15	4.25
14	3.96
13	3.68
12	3.40
11	3.11
10	2.83
09	2.55
08	2.26
07	1.98
06	1.70
05	1.42
04	1.13
03	0.85
02	0.57
01	0.28

Tout résultat dans cette zone indique des niveaux élevés de monoxyde de carbone dans l'air expiré.

Les résultats dans cette plage peuvent être dus à une consommation de tabac régulière ou à d'autres sources de monoxyde de carbone élevé.

Une aide est disponible et votre conseiller en sevrage tabagique peut vous aider à prendre les mesures nécessaires pour que ce résultat diminue et passe en " Zone verte ".

Indique des niveaux de monoxyde de carbone modérés dans l'air expiré. Les résultats dans cette plage peuvent être dus à un tabagisme léger, à une exposition récente à des éléments environnementaux ou à un tabagisme passif, ou à une qualité réduite de l'air. Avec l'aide de votre conseiller en sevrage tabagique, vous pouvez faire en sorte que ce résultat diminue et passe en " Zone verte ".

C'est le résultat que vous devez atteindre !

Indique des niveaux faibles de monoxyde de carbone dans l'air expiré. Poursuivez vos efforts !

Références

1. COppm- %COHb calculation taken from: Jarvis M et al (1986) "low cost Carbon Monoxide monitors in smoking assessment." Thorax 41 pp 886-887.
2. COppm- %FCOHb calculation taken from: Gomez C. et al (2005) "Expired air carbon monoxide concentration in mothers and their spouses above 5ppm is associated with decreased fetal growth." Preventive Medicine 40 pp 10-15

Visitez www.bedfont.com/resources pour consulter ce document dans d'autres langues.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA, Angleterre
Tél. : +44 (0)1622 851122 Télécopie : +44 (0)1622 854860
Adresse e-mail : ask@bedfont.com Site Web : www.bedfont.com