

Smokerlyzer®



Urządzenie tlenku węgla w oddechu Pomaganie ludziom w rzuceniu palenia



Literatura:

1. Kalkulacja COppm- %COHb zaczerpnięta z publikacji: M. Jarvis i in. (1986), „Low cost carbon monoxide monitors in smoking assessment”. Thorax 41, str. 886–887.

2. Kalkulacja COppm- %FCOHb zaczerpnięta z publikacji: C. Gomez i in. (2005), „Expired air carbon monoxide concentration in mothers and their spouses above 5ppm is associated with decreased fetal growth”. Preventive Medicine 40, str. 10–15

Osoba dorosła	
CO ppm	% COHb ¹
30	5.43
29	5.27
28	5.11
27	4.95
26	4.79
25	4.63
24	4.47
23	4.31
22	4.15
21	3.99
20	3.83
19	3.67
18	3.51
17	3.35
16	3.19
15	3.03
14	2.87
13	2.71
12	2.55
11	2.39
10	2.23
09	2.07
08	1.91
07	1.75
06	1.59
05	1.43
04	1.27
03	1.11
02	0.95
01	0.79

Macierzyństwo	
CO ppm	% FCOHb ²
20+	5.66
19	5.38
18	5.09
17	4.81
16	4.53
15	4.25
14	3.96
13	3.68
12	3.40
11	3.11
10	2.83
09	2.55
08	2.26
07	1.98
06	1.70
05	1.42
04	1.13
03	0.85
02	0.57
01	0.28

Odczyt w tym przedziale wskazuje na podwyższony poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Może mieć to związek z regularnym paleniem tytoniu lub innymi źródłami zwiększonego narażenia na tlenek węgla.

Dostępne jest wsparcie – Twój doradca w zakresie rzucania palenia może pomóc Ci podjąć kroki w celu osiągnięcia wyniku w „zielonej strefie”.

Wskazuje na umiarkowanie podwyższony poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Może mieć to związek z okazjonalnym paleniem tytoniu, niedawnym narażeniem na dym z drugiej ręki lub pogorszoną jakością powietrza. Ze wsparciem doradcy w zakresie rzucania palenia możesz podjąć kroki w celu osiągnięcia wyniku w „zielonej strefie”.

To jest pożądany zakres!

Wskazuje na niski poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Oby tak dalej!

Aby wyświetlić ten dokument w innych językach, odwiedź stronę www.bedfont.com/resources.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA, Anglia
Tel.: +44 (0)1622 851122 Faks: +44 (0)1622 854860
E-mail: ask@bedfont.com Internet: www.bedfont.com

Wydanie 25 – Marzec 2026, nr katalogowy: LAB261_PL

Bedfont® Scientific Limited zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji swojej dokumentacji bez uprzedzenia.

Zarejestrowano w: Anglia i Walia Nr wpisu do rejestru: 1298798