

Smokerlyzer®



Nefes karbon monoksit cihaz

İnsanların sigarayı bırakmalarına yardım ediyoruz



Referanslar:

1. COppm- %COHb hesaplamasının alındığı kaynak: Jarvis M et al (1986) "low cost Carbon Monoxide monitors in smoking assessment." Thorax 41 pp 886-887.

2. COppm- %FCOHb hesaplamasının alındığı kaynak: Gomenz C. et al (2005) "Expired air carbon monoxide concentration in mothers and their spouses above 5ppm is associated with decreased fetal growth." Thorax 40 pp 10-15

Yetişkin	
CO ppm	% COHb ¹
30	5.43
29	5.27
28	5.11
27	4.95
26	4.79
25	4.63
24	4.47
23	4.31
22	4.15
21	3.99
20	3.83
19	3.67
18	3.51
17	3.35
16	3.19
15	3.03
14	2.87
13	2.71
12	2.55
11	2.39
10	2.23
09	2.07
08	1.91
07	1.75
06	1.59
05	1.43
04	1.27
03	1.11
02	0.95
01	0.79

Gebelik	
CO ppm	% FCOHb ²
20+	5.66
19	5.38
18	5.09
17	4.81
16	4.53
15	4.25
14	3.96
13	3.68
12	3.40
11	3.11
10	2.83
09	2.55
08	2.26
07	1.98
06	1.70
05	1.42
04	1.13
03	0.85
02	0.57
01	0.28

Bu alandaki okunan değer, verilen nefeste artan karbon monoksit seviyelerini belirtir.

Bu aralıkta okunan değerler, düzenli tütün tüketimi veya artan karbon monoksit maruziyet kaynakları ile tutarlı olabilir.

Destek mevcuttur ve sigarayı bırakma danışmanınız, bu değerleri "Yeşil Bölge"ye doğru azaltmanıza yardımcı olabilir.

Verilen nefeste orta derecede artan karbon monoksit seviyelerini belirtir. Bu aralıkta okunan değerler; hafif tütün tüketimi, çevresel veya pasif sigara içmeye yakın zamanda maruz kalma veya hava kalitesinde azalma ile tutarlı olabilir. Sigarayı bırakma uzmanınızın desteğiyle, bu değerleri Yeşil Bölgeye doğru azaltmak için çalışabilirsiniz.

Olmanız gereken yer burası!

Verilen nefeste düşük karbon monoksit seviyelerini belirtir. Böyle devam edin!

Bu belgeyi başka dillerde görüntülemek için www.bedfont.com/resources adresini ziyaret edin.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA, İngiltere
Tel: +44 (0)1622 851122 Faks: +44 (0)1622 854860
E-posta: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com

Baskı 25 – Mart 2026, Bölüm No.: LAB261_TR

Bedfont® Scientific Limited, önceden haber vermeksizin bu literatürü değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar.

Kayıtlı olduğu yer: İngiltere ve Galler Kayıt No.: 1298798